

**Bouchons pour déchets b.safe WasteCaps, GL 45, PPS****Bohlender GmbH****b.safe WasteCaps, GL 45, PPS**

Bouchon à vis pour filetage de flacon GL 45 en PPS, corps de distributeur tournant librement, en PTFE. Selon la version, le corps de distributeur a un filetage interne UNF 1/4" 28 G pour raccorder des capillaires de diamètre extérieur 2,3 et 3,2 mm ou NPT 1/8" pour raccorder un embout cannelé pour tuyaux de dia. int. de 6,4 à 9 mm. Sur le filetage interne GL 14, un filtre d'air sortant b.safe peut être vissé (non fourni).

Contenu de la livraison :

Bouchon A : Connexions : 3 x UNF 1/4" 28G, 1 x GL 14, raccords : 3 x 1,6 mm, 3 x 2,3 mm, 2 x 3,2 mm, 2 x obturateurs

Bouchon B : Connexions : 2 x UNF 1/4" 28G, 1 x NPT 1/8", 1 x GL 14, raccords : 2 x 1,6 mm, 2 x 2,3 mm, 2 x 3,2 mm, 1 olive, 2 obturateurs



Code	Description	Packaging
LLG06313837	b.safe WasteCaps, GL 45, PPS, Type A , Filetage GL 45	1 pz
LLG06313838	b.safe WasteCaps, GL 45, PPS, Type B , Filetage GL 45	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

