

**Minuteur LLG Triple pro****LLG Labware****Minuteur LLG Triple pro**

**Le minuteur LLG Triple pro offre trois minuteurs séparés dans un seul appareil.** Chaque canal permet d'enregistrer une durée. Le minuteur peut être utilisé en même temps comme horloge en temps réel et minuteur. Le compte à rebours fonctionne aussi quand l'heure est affichée.

- Grand écran LCD à 6 chiffres
- Chronomètre numérique (croissant)
- Minuteur (décroissant)
- Avec fonction mémoire
- Chronomètre et compte à rebours jusqu'à 23 h 59 min 59 sec
- Alarme visuelle et sonore quand le temps est écoulé
- Avec aimant pour fixation, dispositif de suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p) : 68 x 88,7 x 16,2 mm

Poids (avec pile) : 87 g

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)

Garantie : 12 mois



Code	Description	Packaging
LLG06313417	Minuteur LLG Triple pro, Capacité de mesure 23:59:59 h: min: sec, Alarme sonore, visuelle et vibration, dim. 66.2x13.2x88.2 h mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

