

**Minuteur LLG Triple pro****LLG Labware****Minuteur LLG Triple pro**

Le minuteur LLG Triple pro offre trois minuteurs séparés dans un seul appareil. Chaque canal permet d'enregistrer une durée. Le minuteur peut être utilisé en même temps comme horloge en temps réel et minuteur. Le compte à rebours fonctionne aussi quand l'heure est affichée.

- Grand écran LCD à 6 chiffres
- Chronomètre numérique (croissant)
- Minuteur (décroissant)
- Avec fonction mémoire
- Chronomètre et compte à rebours jusqu'à 23 h 59 min 59 sec
- Alarme visuelle et sonore quand le temps est écoulé
- Avec aimant pour fixation, dispositif de suspension et pied (repliable)

Dimensions (l x h x p) : 68 x 88,7 x 16,2 mm

Poids (avec pile) : 87 g

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)

Garantie : 12 mois



Code	Description	Packaging
LLG06313417	Minuteur LLG Triple pro, Capacité de mesure 23:59:59 h: min: sec, Alarme sonore, visuelle et vibration, dim. 66.2x13.2x88.2 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

