

**Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER 6 easy et pro****LLG Labware****Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER 6 easy et pro**

Agitateur à rouleaux analogique ou numérique avec 6 rouleaux pour un mélange efficace d'échantillons biologiques, de substances visqueuses et de suspensions. Il est utilisé dans un grand nombre d'applications, par ex. pour empêcher la coagulation du sang et l'immunoprécipitation.

- Vitesse max. 70 tr/min
- Pour un mélange doux des échantillons
- Facile à nettoyer
- Taille max. de récipient : flacon d'un litre

LLG-uniROLLER 6 easy :

- Commande analogique
- Facile à utiliser

LLG-uniROLLER 6 pro:

- Ecran LCD
- Fonctionnement continu ou minuterie

Caractéristiques LLG-uniROLLER 6 easy // LLG-uniROLLER 6 pro

Mouvement d'agitation : roulement, bascule

Amplitude : 24 mm

Vitesse : 0 ... 70 tr/min // 10 ... 70 tr/min, réglable par pas de 1 tr/min

Minuterie : - // 1 ... 1199 min

Charge max. : 4 kg

Température ambiante : 5 ... 40 °C

Humidité max. : 80 % h.r.

Dimensions (l x p x h) : 260 x 450 x 120 mm

Poids : 4,5 kg // 5,1 kg

Puissance absorbée : 25 W // 30 W

Alimentation : 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Classe de protection : IP 21



Code	Description	Packaging
LLG06263645	Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER easy prise EU	1 pz
LLG06263646	Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER easy prise UK	1 pz
LLG06263647	Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER pro prise EU	1 pz
LLG06263648	Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER pro prise UK	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

