

**Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, graduation bleue, type 3****LLG Labware****Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, graduation bleue, type 3**

- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Certifiées conformes
- Avec numéro de lot daté
- Calibrées pour délivrer (EX)
- Marque circulaire et inscription en peinture céramique bleue durable



Code	Description	Packaging
LLG06272200	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 1 ml, Grad. 0,01 ml, Tolérances 0,007 ± ml, Long. 360 mm	10 pz
LLG06272201	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 2 ml, Grad. 0,02 ml, Tolérances 0,01 ± ml, Long. 360 mm	10 pz
LLG06272202	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 5 ml, Grad. 0,05 ml, Tolérances 0,03 ± ml, Long. 360 mm	10 pz
LLG06272203	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 10 ml, Grad. 0,1 ml, Tolérances 0,05 ± ml, Long. 360 mm	10 pz
LLG06272204	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 20 ml, Grad. 0,1 ml, Tolérances 0,1 ± ml, Long. 450 mm	10 pz
LLG06272205	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 25 ml, Grad. 0,1 ml, Tolérances 0,1 ± ml, Long. 450 mm	10 pz
LLG06272206	Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, type 3, 50 ml, Grad. 0,1 ml, Tolérances 0,2 ± ml, Long. 720 mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

