

**Cuves rectangulaires standard**

Starna Scientific Ltd.

Cuves rectangulaires standard


Cuves standard de haute précision pour des analyses de routine. A utiliser avec la plupart des spectrophotomètres dans lesquels sont utilisées de cuvettes rectangulaires. Cuves disponibles avec couvercle ou étanches aux liquides avec bouchon. Couvercles et bouchons sont en PTFE.

Types de verre :

Type G : verre optique, 334 à 2500 nm

Type SOG : verre optique spécial, 320 à 2500 nm

Type Q : verre de quartz Spectrosil® Far UV, 190 à 2700 nm



Code	Description	Packaging
LLG04678109	Cuves rectangulaires standard, Type 1/Q/10, 3,5 ml, Trajet optique 10 mm, Dim. Ext. 12,5x12,5x45 mm, Largeur intérieure 10 mm, avec couvercle	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

