

**Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN**DWK Life Sciences GmbH
(Duran)**Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN®**

À la norme ISO 4796-1. Filetage DIN 168-1 et graduations. Avec code de traçabilité (identification par N° de lot), certificat disponible sur internet. Verre neutre type I/conforme USP/EP et JP. Autoclavable. Sur les flacons de 100 à 2000 ml, un **repère annulaire** (ringmark) en bas du col rend visible le niveau de remplissage selon la capacité nominale. Flacon de 25 ml à bord rond spécialement conçu pour un écoulement plus facile (évite l'utilisation d'une bague antigoutte supplémentaire). Avec échelle facile à lire et grande surface de marquage, en céramique blanche.

Avec capuchon à vis et bague anti-goutte en PP, couleur bleue.



Code	Description	Packaging
LLG04679003	Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN, 50 ml, Ø 46 mm, Hauteur avec bouchon 91 mm, 32 GL	10 pz
LLG04679006	Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN, 25 ml, Ø 36 mm, Hauteur avec bouchon 74 mm, 25 GL	10 pz
LLG04679007	Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN, 500 ml, Ø 86 mm, Hauteur avec bouchon 181 mm, 45 GL	10 pz
LLG04679010	Flacon ISO, gradué, à col à vis, avec bouchon, en verre DURAN, 1000 ml, Ø 101 mm, Hauteur avec bouchon 230 mm, 45 GL	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

