



Clips pour membrane de dialyse Spectra/Por, PP

Clips pour membrane de dialyse Spectra/Por, PP

Les pinces Spectra/Por permettent une fermeture étanche des membranes de dialyse et aident à la flottabilité et à l'orientation verticale des tuyaux de membrane. Elles sont disponibles en largeur de serrage de 23, 35, 55, 75 et 90 mm et en beaucoup de couleurs différentes pour une identification facile des échantillons. Ces pinces sont autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG06288667	Clips membrane dialyse orange 75 pack 10	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



*CARLO ERBA
Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

