

**Bidon collecteur de déchets standard, V2.0, HDPE**

SCAT Europe GmbH

Bidon collecteur de déchets standard, V2.0, HDPE

Container pour déchets liquides, en HDPE, pour collecter les rebuts de solvants et échantillons.

- Couvercle avec bague d'étanchéité
- Diamètre de l'entonnoir : 140 mm

Contenu de la livraison : Bidon, entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière, tamis amovible pour la récupération des impuretés



Code	Description	Packaging
LLG04679473	Bidon collecteur de déchets standard, V2.0, HDPE, 5 L, 150 x 195 x 345 mm, GL45	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

