



Centrifugeuse Gerber Universal

Centrifugeuse Gerber Universal

Centrifugeuse à usages multiples pour les analyses dans l'industrie laitière.

- Minuterie de 0 à 255 min
- Freinage automatique
- Chauffage (en option) avec régulation de température variable jusqu'à 65 °C (1 200 W)
- Contrôle numérique par microprocesseur avec affichage LCD pour la vitesse, la durée, la température et les messages d'erreur
- Verrouillage du couvercle
- Boîtier en acier
- Arrêt en cas de balourd
- Déverrouillage d'urgence

3 vitesses pré-programmées pour :

- Butyromètres Gerber (350 x g)
- Index de solubilité dans le lait en poudre (164 x g)
- Tubes d'extraction Roesse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)
- 1 vitesse variable (200-1100 tr/min), disponible sur demande

Caractéristiques

Dimensions (L x P x H) : 640 x 640 x 450 mm

Alimentation : 230 VAC, 50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06264744	Centrifugeuse Gerber Universal, Centrifugeuse sans chauffage, avec toupie spéciale 36 manches inclus	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

