



**Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant**

**schuett-biotec**

**Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant**

Stérilisables. Pour la culture et pour le transport et le stockage de cultures permanentes. Livrés complets avec bouchon à vis en aluminium (autoclavable / stérilisable) ou plastique (autoclavable à la vapeur à 121 °C / stérilisable) et joint en caoutchouc. Les tubes de 5 ml ont une zone de marquage.



Code	Description	Packaging
LLG06264629	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 20 ml	100 pz
LLG06266815	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 15 ml	100 pz
LLG06266816	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 30 ml	100 pz
LLG09010601	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 30 ml	100 pz
LLG09010602	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 14 mm, Volume nom. 5 ml	100 pz
LLG09010603	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 14 mm, Volume nom. 5 ml	100 pz
LLG09010608	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 12 mm, Volume nom. 3 ml	100 pz
LLG09010610	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 15 ml	100 pz
LLG09010611	Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant, Ø 27 mm, Volume nom. 20 ml	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

