

**Detergente per pulizia ProCare Lab 10 AP****Miele**

Detergente per pulizia ProCare Lab 10 AP. Liquido, alcalino, privo di tensioattivi, fosfati ed agenti ossidanti. Buona protezione dei materiali e buone prestazioni di pulizia su residui ostinati o secchi. Adatto per: acciaio inossidabile, vetreria da laboratorio, ceramica, plastica (PE, PP, PVDF, PTFE). Non adatto per: leghe leggere e metalli non ferrosi, alluminio, alluminio anodizzato.



Code	Description	Packaging
LLG06281515	Detergente per pulizia ProCare Lab 10 AP, Tipo Tanica, Capacità 5 Litri	1 pz
LLG06281516	Detergente per pulizia ProCare Lab 10 AP, Tipo Tanica, Capacità 10 Litri	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

