



## Bloc aluminium LLG exact pour bain à sec

### Bloc aluminium LLG exact pour bain à sec

Convient pour le refroidissement et le chauffage, utilisation universelle, température uniforme à l'intérieur du bloc, idéal pour toutes les applications liées à la température.

Bloc en aluminium avec compartiments coniques pour tubes de réaction et tubes PCR. La forme précisément adaptée avec fonds fermés apporte de nombreux avantages tels un bon transfert de chaleur et une bonne précision de température. En alliage spécial d'aluminium à haute conductivité thermique. Conditions de température identiques pour tous les échantillons. Taille compacte, peu encombrante. Convient pour les plaques à 96 puits, 8 ou 12 bandes et tubes simples. Idéal pour travailler avec pipettes de 8 ou 12 canaux. Blocs pour différentes tailles de tubes, fermés et s'adaptant parfaitement à la taille des tubes pour un transfert de chaleur optimal.



Code	Description	Packaging
LLG09409015	LLG - Block T° universel Alu, 96 x 0,2m	1 pz
LLG09409017	LLG - Block T° universel Alu, 24 x 1,5m	1 pz
LLG09409018	LLG - Block T° universel Alu, 24 x 2mL	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

