

**Tubes à centrifuger LLG economy, en PP****LLG Labware****Tubes à centrifuger LLG economy, en PP**

- Avec bouchons plats, PE
- Avec fond conique (15 et 50 ml) ou avec jupe (50 ml)
- Graduations du volume facilement lisibles
- Avec graduation supplémentaire dans le cône
- Vitesse maximum pour les tubes à centrifuger coniques 12000 x g et 6000 x g pour les tubes avec jupe
- Avec grande zone d'inscription
- Peuvent être autoclavés à 121 °C et congelés jusqu'à -80 °C
- Étanches
- Sans métal et apyrogène
- Sans DNase et sans RNase
- Aseptique ou stérile



Code	Description	Packaging
LLG04668482	Tubes à centrifuger LLG economy conique, PP, 15 ml, stérile, par sachet de 25	500 pz
LLG04668483	Tubes à centrifuger LLG economy conique, PP, 50 ml, stériles, par sachet de 25	500 pz
LLG04668486	Tubes à centrifuger LLG economy avec jupe, PP, 50 ml, stériles, par sachet de 25	500 pz
LLG06270403	Tubes à centrifuger LLG economy conique, PP, 15 ml, aseptiques, en vrac	500 pz
LLG06270404	Tubes à centrifuger LLG economy conique, PP, 50 ml, aseptiques, en vrac	500 pz
LLG06270405	Tubes à centrifuger LLG economy avec jupe, PP, 50 ml, aseptiques, en vrac	500 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

