

**Distributeur LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo****LLG Labware****Distributeur LLG-uniTOPDISPENS 2 Duo**

De plus, le LLGuniTOPDISPENS 2 Duo permet **4 modes de distribution dans un seul distributeur : dilution, rinçage, double manipulation de liquide et recirculation dans un seul appareil**. Toutes ces caractéristiques soulignent la facilité d'utilisation et la polyvalence de ce distributeur pour flacon de la nouvelle génération. Disponible en 6 gammes de volumes.

- Remplissage et rinçage sans avoir besoin de le démonter
  - 4 modes de distribution : dilution, rinçage, double manipulation de liquide et recirculation dans un seul appareil
  - Résistance chimique élevée** assurée par le bloc à soupape en PTFE sans ressort et le **piston en PTFE** avec un joint torique ETP résistant chimiquement
  - La soupape de purge permet un remplissage facile et un dosage sans formation de bulles
  - Dosage régulier, reproductible et sans effort
  - L'adaptateur pour flacon spécialement conçu permet une rotation à 360°
  - L'angle de distribution peut être réglé en fonction de l'utilisateur grâce à la buse de sortie flexible**
  - Réglage du volume rapide et simple
  - Le tube d'aspiration télescopique peut être facilement adapté à différentes hauteurs de flacons
  - Le capuchon réduit le contact avec l'air et empêche ainsi le séchage, pas de goutte à goutte dès que le capuchon est mis
  - Complètement autoclavable à 121 °C, 15 psi pour 10 à 15 min
  - Étalonnage individuel selon les normes ISO 8655, chaque unité est livrée avec un certificat d'étalonnage individuel
- Inclus dans la livraison:** distributeur, 5 adaptateurs (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm et 45 mm), diamètre pas de vis standard : 30 mm

**Contenu de la livraison :** Distributeur, 1 adaptateur de bouteille 28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm, 45 mm chacun



Code	Description	Packaging
LLG06282284	"Dispenseur uniTOPDISPENS2; 2,530mL"	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

