



## Goupillon, PVC/acier inox

Bürkle

### Goupillon, PVC/acier inox

Pour un nettoyage en profondeur des préleveurs à sections.



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG06223345 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 25 mm, Longueur 40 cm  | 1 pz.     |
| LLG09303880 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 25 mm, Longueur 60 cm  | 1 pz.     |
| LLG09303882 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 25 mm, Longueur 80 cm  | 1 pz.     |
| LLG09303884 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 25 mm, Longueur 100 cm | 1 pz.     |
| LLG06284633 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 50 mm, Longueur 300 cm | 1 pz.     |
| LLG09303885 | Goupillon, PVC/acier inox, Ø 50 mm, Longueur 100 cm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

