



## Gants de cryoprotection CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

### Gants de cryoprotection CRYOKIT 400, CRYOKIT 550

Utilisables pour tous les travaux avec de l'azote liquide et autres gaz cryogéniques jusqu'à env. - 196 °C. Protègent contre le contact au froid et les brûlures en cas de fuite de liquides très froids. Les gants étanches sont fabriqués dans un tissu spécialement élastique et laminé.

Isolation intérieure : polyester non tissé multi-couches (410 g/m<sup>2</sup>) et membrane de polyoléfine Porelle.

Conforme à EN 511, EN 420, EN 388, **Cat.III**. Attention : Non adaptés à l'immersion dans les liquides à très basse température.

Paquet d'1 paire.



Code	Description	Packaging
LLG06270633	Gants de cryoprotection CRYOKIT 400, /1	2 pz
LLG06270635	Gants de cryoprotection CRYOKIT 400, /1	2 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

