

**Agitateur pour tubes à essai LLG-uniTEXER 1****LLG Labware****Agitateur pour tubes à essai LLG-uniTEXER 1**

Agitateur vortex pour tubes à essai à moteur sans balais. Fonctionnement intermittent par pression sur le support. Contrôle de la vitesse réglable jusqu'à 4500 tr/min pour d'excellents résultats de mélange en un temps record. Convient particulièrement pour les petits volumes.

Contenu de la livraison : vortexer, 1 adaptateur d'alimentation par appareil US, AUS, UK

Caractéristiques :

Type de mouvement : orbital/vortex

Orbite : 4,5 mm

Vitesse : 0 ... 4500 min⁻¹

Température ambiante admissible : 5 ... 40 °C

Humidité relative admissible : 80 %

Dimensions (l x p x h) : 100 x 100 x 70 mm

Poids : 0,55 kg

Degré de protection: IP 43

Alimentation : 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz

Garantie : 3 ans



Code	Description	Packaging
LLG06263490	Agitateur pour tubes à essai LLG-uniTEXER 1 Type LLG-uniTEXER 1 Cap. d'agitation adm. /Charge max. 0,1 kg Vitesse max. 4500 tr/min. Type de fiche EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

