

**Cuillères à usage unique LaboPlast Bio / SteriPlast Bio, en PE vert, blanches****Bürkle****Cuillères à usage unique LaboPlast® Bio / SteriPlast®Bio, en PE vert, blanches**

Les produits LaboPlast® Bio sont entièrement fabriqués en matières renouvelables. Aussi bien en termes de qualité que de propriétés pour l'échantillonnage, le PE vert est tout à fait comparable au polyéthylène traditionnel. Produit idéal pour l'échantillonnage de poudres, granulés et pâtes.

- En emballage individuel, les cuillères SteriPlast® Bio sont stérilisées par irradiation gamma.
- Production et emballage en salle blanche classe 7 (10000)
- Conforme aux directives alimentaires de l'UE et de la FDA



Code	Description	Packaging
LLG06265053	STERIPLAST BIO SAMPLE SPOON 2.5ML 100PZ	100 pz
LLG06265059	LABO PLAST BIO SAMPLE SPOON 2.5ML 100PZ	100 pz
LLG06265054	STERIPLAST BIO SAMPLE SPOON 10ML 100PZ	100 pz
LLG06265060	LABO PLAST BIO SAMPLE SPOON 10ML 100PZ	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

