

**Broyeur d'analyse A10 basic**

IKA

Broyeur d'analyse A10 basic

Nouveau design pour ce broyeur à traitement discontinu permettant de réduire des substances dures, cassantes, souples et fibreuses pour des volumes jusqu'à 50 ml. Grâce à la fragilisation possible des échantillons directement dans la chambre de broyage, même les substances huileuses, humides et gluantes peuvent être broyées. Au cours du développement de ce broyeur, une attention particulière a été portée sur la sécurité. Le broyeur ne démarre que quand le couvercle est fermé et il ne peut être ouvert qu'à l'arrêt complet. Un système d'arrêt rapide apporte à l'utilisateur encore plus de sécurité.

- Minuteur digital
- Compteur : affichage de la durée de broyage
- Intervalle de travail
- Moteur sans balais pour une longue durée de vie et un travail silencieux
- Tuyaux de refroidissement
- Affichage des codes erreur
- Utilisation facile via le clavier tactile
- Fléau et couteau facilement remplaçables pour un grand nombre d'applications
- Possibilité de réduction de taille de la chambre de broyage pour des faibles quantités d'échantillon (inclus dans la livraison)
- Ouverture et fermeture facile du couvercle via système à baïonnette

**Caractéristiques****Puissance absorbée / débitée : 300 / 240 W****Vitesse : 25 000 tr/min****Volume de la chambre : 50 ml****Marche/arrêt : 5/10 min****Arrêt automatique : oui****Vitesse périphérique : 73 m/s****Granulométrie initiale max : 6 mm****Dimensions (Lx P x H) : 130 x 145 x 250 mm****Poids : 2,9 kg**

Degré de protection: IP 41

Alimentation électrique : 220 - 240 V / 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG04653943	Broyeur d'analyse A10 basic Type A 10 basic Vitesse max. 25000 tr/min. Volume de chargement max. / Débit 50 ml Type de fiche EU	1 pz.
LLG06265902	Broyeur d'analyse A10 basic Type A 10 basic S2 Vitesse max. 25000 tr/min. Volume de chargement max. / Débit 50 ml Type de fiche UK	1 pz.
LLG06265903	Broyeur d'analyse A10 basic Type A 10 basic S3 Vitesse max. 25000 tr/min. Volume de chargement max. / Débit 50 ml Type de fiche CH	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

