

**Capsule d'évaporation en PFA, avec couvercle à enfoncer, PE****VITLAB****Capsule d'évaporation en PFA, avec couvercle à enfoncer, PE**

Avec Couvercle à enfoncer, PE. Pour la préparation et le transport des échantillons sans risque de contamination. La partie centrale du fond comporte un creux conique; ainsi, de petites quantités de solvant suffisent pour absorber les échantillons évaporés.



| Code        | Description                                                                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07009214 | Capsule d'évaporation en PFA, avec couvercle à enfoncer, PE, Capacité 25 ml, Ø 50 mm, Hauteur 25 mm | 1 pz.     |
| LLG07009215 | Capsule d'évaporation en PFA, avec couvercle à enfoncer, PE, Capacité 50 ml, Ø 50 mm, Hauteur 54 mm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

