



Distributeur pour flacon LLG-uniTOPDISPENS avec piston en verre et cylindre en verre transparent

LLG Labware

Distributeur pour flacon LLG-uniTOPDISPENS avec piston en verre et cylindre en verre transparent

Distributeur pour flacon **économique** avec **piston en verre**. Disponible en 2 tailles (2-10 et 10-50 ml). Précis, sûr et robuste. L'emploi de matériaux de fabrication très qualitatifs ainsi que le rodage assurent une étanchéité parfaite de l'ensemble du système de distribution.

- Réglage du volume précis et sûr
- Visualisation possible de l'opération de dosage
- Bloc à soupapes en PP pour une protection optimisée du cylindre de dosage en verre
- Rodage précis du cylindre pour une étanchéité parfaite
- Conception ergonomique du capuchon de protection
- Avec piston en verre et cylindre en verre transparent
- La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.

Inclus dans la livraison : distributeur pour flacon, 2 adaptateurs en PP (GL 40 et 45)

Contenu de la livraison : Distributeur, 1 adaptateur de bouteille 28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm, 45 mm chacun





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

