

**Tamis cellulaire EASYstrainers, PP, stérile****Greiner Bio-One****Tamis cellulaire EASYstrainersä, PP, stérile**

- Disponible en 3 maillages différents : 40µm, 70µm et 100µm
- Maillage à code couleur
- S'adapte sur tous les tubes standards de 50 ml
- Emballage individuel, sous blister très pratique
- Surface de préhension et bord circonférentiel pour une manipulation aseptisée et plus facile
- Orifices de ventilation pour une filtration rapide (protection contre le débordement)
- Membrane en PET
- Apyrogène



Code	Description	Packaging
LLG06266185	Tamis cellulaire EASYstrainers, PP, stérile, Taille de la maille 40 µm, Code Couleur vert	50 pz
LLG06266186	Tamis cellulaire EASYstrainers, PP, stérile, Taille de la maille 70 µm, Code Couleur bleu	50 pz
LLG06266187	Tamis cellulaire EASYstrainers, PP, stérile, Taille de la maille 100 µm, Code Couleur jaune	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

