


**Raccord en verre à 2 cols****Lenz****Raccord en verre à 2 cols**

Fabrique en tube DURAN®. Conforme DIN 12594 et en complément à la norme (*). Branche latérale parallèle. Deux rodages femelles, un rodage mâle.



Code	Description	Packaging
LLG09012121	Raccord en verre à 2 cols, Rodage Mâle 14/23 RN, Rodage Femelle 14/23 RN, Rodage femelle latéral 14/23 RIN	1 pz.
LLG09012123	Raccord en verre à 2 cols, Rodage Mâle 29/32 RN, Rodage Femelle 29/32 RN, Rodage femelle latéral 29/32 RIN	1 pz.
LLG06801491	Raccord en verre à 2 cols, Rodage Mâle 19/26 RN, Rodage Femelle 19/26 RN, Rodage femelle latéral 19/26 RIN	1 pc
LLG07630335	Raccord en verre à 2 cols, Rodage Mâle 24/29 RN, Rodage Femelle 24/29 RN, Rodage femelle latéral 24/29* RIN	1 pc
LLG06232074	Raccord en verre à 2 cols, Rodage Mâle 29/32 RN, Rodage Femelle 14/23 RN, Rodage femelle latéral 14/23* RIN	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

