



Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300

Retsch

Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300



| Code        | Description                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09738506 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couvercle gravitique en plastique, autoclavable et résistant aux rayures                          | 1 pz.     |
| LLG09738507 | Couvercle gravitique en plastique, avec canaux d'évacuation, autoclavable et résistant aux rayures                                                    | 1 pz.     |
| LLG09739210 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle gravitique en PP pour récipient de broyage en plastique autoclavable ou en PP           | 1 pz.     |
| LLG09739211 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle en PP pour chambre de réduction 0,3 litres en verre et acier inox                       | 1 pz.     |
| LLG09739218 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle gravitique en PP pour récipient en PP, 1 litre                                          | 1 pz.     |
| LLG09739209 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle gravitique en PP avec canaux de débordement pour récipient de broyage en verre ou acier | 1 pz.     |
| LLG09738510 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Récipient de broyage plastique 1 litre, autoclavable                                              | 1 pz.     |
| LLG09738501 | Chambre de broyage en plastique transparent, autoclavable, résistant aux rayures, 5 litres, avec support de couteau                                   | 1 pz.     |
| LLG09738502 | Chambre de broyage en plastique transparent, autoclavable, résistant aux rayures, 5 litres, sans support de couteau                                   | 1 pz.     |
| LLG09739213 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Récipient plastique, 1 litre                                                                      | 1 pz.     |
| LLG09739248 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Récipient en acier inox, 1 litre                                                                  | 1 pz.     |
| LLG09738503 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Chambre de broyage en acier inox, autoclavable, 5 litres, avec support pour couteau               | 1 pz.     |
| LLG09738504 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Chambre de broyage en acier inox, autoclavable, 5 litres, sans support de couteau                 | 1 pz.     |
| LLG09739254 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couteau en titane pur pour broyage sans métaux lourds                                             | 1 pz.     |
| LLG06267312 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couteau en acier inox (lame et cylindre en métal plein), autoclavable                             | 1 pc      |

| Code           | Description                                                                                                                                         | Packaging |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06267311    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couteau acier inox à lame micro dentée                                                          | 1 pz      |
| LLG06267313    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couteau acier inox à lames dentelées, autoclavable                                              | 1 pz      |
| LLG06267314    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couteau à revêtement titane-nobium, autoclavable, pour broyage sans métaux lourds               | 1 pc      |
| LLG09739222    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle en PP pour réduction du volume à 0,5 litres                                           | 1 pz.     |
| RET02.446.0047 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couteau acier inox pour GM 200                                                                  |           |
| RET03.107.0562 | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Couvercle en PP pour récipient de broyage d'1 l en plastique autoclavable, en verre ou en acier |           |
| LLG09738509    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Racloir                                                                                         | 1 pz.     |
| LLG09739212    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 200, Racloir pour récupération de produits collants                                                  | 1 pz.     |
| LLG09738508    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couteau standard en acier inox, autoclavable                                                    | 1 pz.     |
| LLG09738505    | Accessoires pour GRINDOMIX GM 200/300, Type GM 300, Couvercle standard en plastique, transparent, autoclavable et résistant aux rayures             | 1 pz.     |

