

**Raccord en verre à 3 rodages, en tube DURAN**

Lenz

**Raccord en verre à 3 rodages, en tube DURAN®**

Fabriqué en tube DURAN®. DIN 12594 et en complément à la norme DIN (\*).  
Col moyen. Tube d'admission à rodage mâle (flacon) avec rodage femelle pour  
thermomètre et tube central à rodage mâle avec coude à 75° (réfrigérant).



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06058154 | Distilling Heads, Cone vertical 14/23/1  | 1 pc      |
| LLG06205299 | Distilling Heads, Cone vertical 24/29/1  | 1 pc      |
| LLG06243044 | Dest.-Attachment 1 bush 14/23 2 cones/1  | 1 pc      |
| LLG07613890 | Distilling Heads, Cone vertical 19/26/1  | 1 pc      |
| LLG09012173 | Distilling Heads, Cone vertical 29/32 Co | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

