

**Raccord en verre à 3 rodages, en tube DURAN**

Lenz

Raccord en verre à 3 rodages, en tube DURAN®

Fabriqué en tube DURAN®. DIN 12594 et en complément à la norme DIN (*).
Col moyen. Tube d'admission à rodage mâle (flacon) avec rodage femelle pour
thermomètre et tube central à rodage mâle avec coude à 75° (réfrigérant).



Code	Description	Packaging
LLG06058154	Distilling Heads, Cone vertical 14/23/1	1 pc
LLG06205299	Distilling Heads, Cone vertical 24/29/1	1 pc
LLG06243044	Dest.-Attachment 1 bush 14/23 2 cones/1	1 pc
LLG07613890	Distilling Heads, Cone vertical 19/26/1	1 pc
LLG09012173	Distilling Heads, Cone vertical 29/32 Co	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

