


**Raccord de distillation selon Claisen, en tube DURAN**

Lenz

Raccord de distillation selon Claisen, en tube DURAN®

Fabriqué en tube DURAN®. Conforme DIN 12594 et en complément à la norme DIN (*). Deux rodages femelles NS 14/23, deux rodages mâles parallèles (angle : 75°), pour thermomètre de distillation de 55 mm de longueur.



Code	Description	Packaging
LLG06073290	Claisen Heads, Cone vertical 24/29 Co/1	1 pc
LLG09012181	Claisen Heads, Cone vertical 14/23 Co/1	1 pc
LLG09012182	Claisen Heads, Cone vertical 29/32 Cone	1 pz
LLG09012183	Claisen Heads, Cone vertical 29/32 Cone	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

