


**Raccord de distillation selon Claisen, en tube DURAN**

Lenz

**Raccord de distillation selon Claisen, en tube DURAN®**

Fabriqué en tube DURAN®. Conforme DIN 12594 et en complément à la norme DIN (\*). Deux rodages femelles NS 14/23, deux rodages mâles parallèles (angle : 75°), pour thermomètre de distillation de 55 mm de longueur.



Code	Description	Packaging
LLG06073290	Claisen Heads, Cone vertical 24/29 Co/1	1 pc
LLG09012181	Claisen Heads, Cone vertical 14/23 Co/1	1 pc
LLG09012182	Claisen Heads, Cone vertical 29/32 Cone	1 pz
LLG09012183	Claisen Heads, Cone vertical 29/32 Cone	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

