



Bouteille d'échantillonnage de lait

Gerber

Bouteille d'échantillonnage de lait



Code	Description	Packaging
LLG06266500	Bouteille d'échantillonnage de lait, Type 50 ml , verre AR, fond plat, 4 repères circulaires à 10 / 20 / 30 / 40 mm	1 pz.
LLG06266502	Bouteille d'échantillonnage de lait, Type 50 ml, plastique, avec bouchon clipsable	1 pz.
LLG06266501	Bouteille d'échantillonnage de lait, Type Bouchon caoutchouc pour bouteille d'échantillonnage de lait 6.266 500	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

