


**Tube de transport LLG, PP, avec bouchon à vis****LLG Labware****Tube de transport LLG, PP, avec bouchon à vis**

Pour le stockage et l'expédition d'échantillons.

- Fond conique
- Autostable
- Graduations imprimées
- Fermeture rapide d'un simple 1 1/4 de tour



Code	Description	Packaging
LLG06265668	Tube de transport LLG, PP, avec bouchon à vis, Capacité 10 ml, Ø ext. 16 mm, Hauteur avec bouchon 80 mm	100 pz.
LLG06265667	Tube de transport LLG, PP, avec bouchon à vis, Capacité 5 ml, Ø ext. 16 mm, Hauteur avec bouchon 60 mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

