

**Pipette monocanal mLine , mécanique, à volume variable**

Sartorius Lab Instruments

Pipette monocanal mLine®, mécanique, à volume variable

Les pipettes mécaniques de Sartorius sont connues pour leur design ergonomique et pratique comme pour leur fiabilité. Les pipettes mLine® sont spécialement conçues pour les opérations de pipetage longues et répétitives. Elles sont souvent utilisées dans les laboratoires (bio) pharmaceutiques, les instituts de recherche, les universités, les laboratoires médicaux et l'industrie.



Code	Description	Packaging
LLG06234095	Incubator B 28	1 pc
LLG06234096	Incubator B 28	1 pc
LLG06239043	Incubator B 28	1 pc



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

