

**Agitateur magnétique LLG-uniSTIRRER 1**

LLG Labware

Agitateur magnétique LLG-uniSTIRRER 1

Agitateur magnétique à induction, **ultraplat**, sans chauffage et avec minuteur. Conception moderne avec bobines d'électroaimant sans pièces mobiles pour une garantie de fonctionnement sans usure.

Pour un meilleur mélange des échantillons, le sens de rotation peut être inversé de façon automatique toutes les 30 secondes.

- **Minuteur** (1 min à 99 min, mode infini)
- Système à induction 100 % sans usure et sans entretien
- Affichage numérique (LED) pour un réglage précis de la vitesse d'agitation
- Réglage numérique de la vitesse d'agitation
- Inversion du sens de rotation toutes les 30 secondes
- Classe de protection élevée : IP 65
- Plaque en acier inox

Inclus dans la livraison : agitateur magnétique, câble secteur avec adaptateur UK et fiche universelle.

Caractéristiques**Postes d'agitation : 1****Capacité max d'agitation (H₂O) :**

0,8 l

Vitesse d'agitation : 15 ... 1500 min⁻¹**Température ambiante admissible : 5 ... 40 °C****Barreau d'agitation : max. 25 mm****Affichage : LED****Plaque: Ø 94 mm****Dimensions (l x p x h) : 110 x 155 x 12 mm****Poids : 0,5 kg****Alimentation : 100 ... 230 V, 50/60 Hz****Degré de protection: IP 65****Garantie : 3 ans**

Code	Description	Packaging
LLG06263420	Agitateur magnétique uniSTIRRER 1 Cap. d'agitation par poste 0,8 l Vitesse min. 15 tr/min. Vitesse max. 1500 tr/min. Type de fiche Universal	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

