

**Agitateur magnétique LLG-uniSTIRRER 1****LLG Labware****Agitateur magnétique LLG-uniSTIRRER 1**

Agitateur magnétique à induction, **ultraplat**, sans chauffage et avec minuteur. Conception moderne avec bobines d'électroaimant sans pièces mobiles pour une garantie de fonctionnement sans usure.

**Pour un meilleur mélange des échantillons, le sens de rotation peut être inversé de façon automatique toutes les 30 secondes.**

- **Minuteur** (1 min à 99 min, mode infini)
- Système à induction 100 % sans usure et sans entretien
- Affichage numérique (LED) pour un réglage précis de la vitesse d'agitation
- Réglage numérique de la vitesse d'agitation
- Inversion du sens de rotation toutes les 30 secondes
- Classe de protection élevée : IP 65
- Plaque en acier inox

**Inclus dans la livraison** : agitateur magnétique, câble secteur avec adaptateur UK et fiche universelle.

**Caractéristiques****Postes d'agitation : 1****Capacité max d'agitation (H<sub>2</sub>O) :****0,8 l****Vitesse d'agitation : 15 ... 1500 min<sup>-1</sup>****Température ambiante admissible : 5 ... 40 °C****Barreau d'agitation : max. 25 mm****Affichage : LED****Plaque: Ø 94 mm****Dimensions (l x p x h) : 110 x 155 x 12 mm****Poids : 0,5 kg****Alimentation : 100 ... 230 V, 50/60 Hz****Degré de protection: IP 65****Garantie : 3 ans**

Code	Description	Packaging
LLG06263420	Agitateur magnétique uniSTIRRER 1 Cap. d'agitation par poste 0,8 l Vitesse min. 15 tr/min. Vitesse max. 1500 tr/min. Type de fiche Universal	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

