


**Réfrigérant à serpentin, tube Duran , olive en PP****Lenz****Réfrigérant à serpentin, tube Duran®, olive en PP**

Fabriqué en tube DURAN®. Pour refroidissement des distillats. Raccordement pour eau avec olive en verre ou filetage GL 14, avec 2 olives en plastique dévissables.



Code	Description	Packaging
LLG09012522	Spiral-condensers, Socket/Cone NS 14/23	1 pz.
LLG06225557	Spiral-condensers, Socket/Cone NS 29/32	1 pz.
LLG09012524	Spiral-condensers, Socket/Cone NS 29/32	1 pz.
LLG09012523	Spiral-condensers, Socket/Cone NS 29/32	1 pz.
LLG09012521	Spiral-condensers, Socket/Cone NS 29//1	1 pc



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

