

**Lingette pour salle blanche Sontara MicroPure, polyester/cellulose****Sontara****Lingette pour salle blanche Sontara® MicroPure, polyester/cellulose**

Les non-tissés (cellulose/polyester) Sontara® MicroPure sont conçus pour un emploi en salle blanche, et associent dans un même tissu le pouvoir absorbant d'une fibre naturelle et la résistance d'une fibre synthétique. Aucun liant ou traitement chimique n'entre dans leur production.

Le faible niveau de matières extractibles et la faible teneur en ions, associés à un infime relargage de particules, assurent une propreté et une pureté élevées. Les différents types de tissus offrent un haut pouvoir absorbant des particules sèches et des liquides car ils contiennent de la cellulose.



Code	Description	Packaging
LLG09390185	Cleanroom tissues MicroPure Typ MP 100	150 pz.
LLG09390186	Cleanroom tissues MicroPure Typ MP 100	300 pz.
LLG09390187	Cleanroom tissues MicroPure AP	150 pz.
LLG09390188	Cleanroom tissues MicroPure AP	300 pz.
LLG09390189	Cleanroom tissues MicroPure MP SV	250 pz.
LLG09390190	Cleanroom tissues MicroPure MP SV	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

