

**Goupillon LLG****LLG Labware****Goupillon LLG**

Excellent outil pour le lavage et nettoyage de tous types de flacons de laboratoires, fioles, tubes, condenseurs, burettes, etc. Goupillon en fibre/perlon de la plus haute qualité pour une longue durée de vie. La tige est faite en fils d'acier torsadés résistants à la corrosion. Le manche est en polypropylène et offre une maniabilité et facilité d'utilisation extrêmes. Conception unique du manche permettant la suspension du goupillon à un endroit où il sera facile d'accès. Eponge sphérique sur la partie supérieure permettant un accès à tous les coins du matériel de laboratoire et garantissant des résultats de nettoyage parfaits.



Code	Description	Packaging
LLG06267298	Goupillon LLG, Pour tubes à essai étroits , Description Goupillon LLG 12x80 mm, Longueur 235 mm, Fig. f	10 pz.
LLG06267296	Goupillon LLG, Pour flacons de petite taille , Description Goupillon LLG 40x110 mm, Longueur 380 mm, Fig. d	10 pezzi
LLG06267293	Goupillon LLG, Pour burettes et tuyaux , Description Goupillon LLG 20x125 mm, Longueur 845 mm, Fig. a	10 pz.
LLG06267297	Goupillon LLG, Pour tubes à essai , Description Goupillon LLG 25x100 mm, Longueur 295 mm, Fig. e	10 pezzi
LLG06267295	Goupillon LLG, Pour flacons de taille moyenne , Description Goupillon LLG 50x110 mm, Longueur 460 mm, Fig. c	10 pz.
LLG06267294	Goupillon LLG, Pour flacons de grande taille , Description Goupillon LLG 70x130 mm, Longueur 460 mm, Fig. b	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

