



Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé

Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé

Raccords VK :

Servent à l'accouplement rigide entre moteur et outil d'agitation. Peut être utilisé dans des zones potentiellement explosives (ATEX). Matériau 1.4404.

Raccords flexibles pour verrerie PK :

Pour travaux de mélange dans des appareillages en verre et pour équilibrer des différences de montage. Plage de serrage de la vis de serrage 6 à 10 mm.

Raccords flexibles pour verrerie K :

Pour travaux de mélange dans des appareillages en verre et pour équilibrer des différences de montage. Plage de serrage de la vis de fixation 6 à 10 mm.

Fixation double cardan DCK I :

Côté entrée avec axe d'entraînement hexagonal 8 mm. Côté sortie avec carré intérieur 6 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09779052	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type F 8, Portée mandrin 0,5 à 8,5 mm	1 pz.
LLG06285834	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type VK 10x10, Raccords 10 x 10 mm	1 pz.
LLG09197400	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type K 10/13, Réception Ø int. 10 / 13 mm	1 pz.
LLG09198010	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type K 10, Réception Ø int. 10 mm	1 pz.
LLG09779065	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type DCK I, Acier inox, L= 110 mm	1 pz.
LLG06286426	Accessoires pour agitateur PLR à air comprimé, Type VK 10x8, Raccords 10 x 8 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

