

**Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP****LLG Labware****Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP**

En forme d'étoile. Pour le codage couleur des tubes de cryogénie, pour une identification rapide des échantillons.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09401170 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Bleu  | 1000 pz.  |
| LLG09401175 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Vert  | 1000 pz.  |
| LLG09401173 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Rose  | 1000 pz.  |
| LLG09401174 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Rouge | 1000 pz.  |
| LLG09401171 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Blanc | 1000 pz.  |
| LLG09401172 | Insert de bouchon pour cryotubes LLG, en PP, Couleur Jaune | 1000 pz.  |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

