

**Bouchon à pas de vis court N 9 LLG, magnétique****LLG Labware****Bouchon à pas de vis court N 9 LLG, magnétique**

Ces bouchons à pas de vis court ont un gainage magnétique et sont plus facile à saisir en toute sécurité qu'un bouchon à sertir magnétique. Ils ont été testés et approuvés CTC.

- Bouchon à pas de vis court avec trou de 6 mm
- Gaine en métal magnétique (de couleur or)
- Résistant à la température de -60°C à $+200^{\circ}\text{C}$
- Très bas niveau de formation de particules pendant la pénétration



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06266870 | [EN]: LLG-Short thread screw-caps 9/100 | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

