

**Agitateur de microplaques LLG-uniPLATESHAKER 1****LLG Labware****Agitateur de microplaques LLG-uniPLATESHAKER 1**

Agitateur de microplaques conçu pour recevoir et agiter une micro-plaque unique. Grâce à son encombrement minimal, le LLG-uniPLATESHAKER 1 peut être utilisé dans des espaces de travail restreints comme les hottes d'aspiration et les enceintes de biosécurité. Il peut aussi être utilisé à l'intérieur d'une chambre froide.

- Affichage numérique avec réglage de la vitesse et du temps
- **Sélection de vitesse** de 300 à 1800 min⁻¹
- Moteur à courant continu, sans balai, sans entretien
- Diamètre orbital de 2 mm pour un mélange homogène
- Minuteur de 1 à 99 min. et mode continu

Contenu de la livraison : agitateur de microplaques, alimentation électrique, 2 fixations (fixation mousse et fixation pour microplaques de microtitration), 6 colliers de serrage

Caractéristiques :

Type de mouvement : orbital

Diamètre orbite : 2 mm

Plage de vitesse :

Charge max. 300 ... 1800 min⁻¹

1 kg

Moteur : moteur à courant continu sans balai

Minuteur : 1 ... 99 min, continu

Consommation électrique : 15 W

Plage de température de fonctionnement : 4 ... 40 °C

Dimensions (l x p x h) : 127 x 85 x 86 mm

Poids : 1,4 kg

Alimentation : 100 ... 230 V, 50/60 Hz

Garantie : 3 ans



Code	Description	Packaging
LLG06263488	Agitateur de microplaques LLG-uniPLATESHAKER 1 prise EU	1 pz.
LLG06263489	Agitateur de microplaques LLG-uniPLATESHAKER 1 prise UK	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

