



Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer

Duran

Beuta filtrante DURAN con raccordo per tubo di vetro, forma Erlenmeyer. A causa del pesante spessore delle pareti, l'apparecchio è a tenuta di vuoto.



Code	Description	Packaging
LLG09051205	Beuta da vuoto, 500 ml, raccordo per tubo in vetro	1 pz
LLG09051210	Beuta da vuoto, 1 litro, raccordo per tubo in vetro	1 pz
LLG09051220	Beuta da vuoto 2 L	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

