

**Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile****LLG Labware****Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile**

Tamis cellulaire tout particulièrement adapté pour la filtration de lysats de tissus ou cellules primaires en vue de la production de suspensions sous la forme de cellules uniques.

- Disponible en 3 maillages différents : 40 μ m, 70 μ m et 100 μ m
- Maillage à code couleur
- S'adapte sur tous les tubes standards de 50 ml
- Emballage individuel
- Surface de préhension et bord circonférentiel pour une manipulation aseptisée et plus facile
- Membrane en nylon
- Apyrogène



Code	Description	Packaging
LLG06268091	Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile, Taille de la maille 100 µm, Code Couleur jaune	50 pezzi
LLG06268092	Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile, Taille de la maille 70 µm, Code Couleur blanc	50 pz
LLG06268093	Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile, Taille de la maille 40 µm, Code Couleur bleu	50 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

