

**Filtres pour système de filtration sans seringueClaristep**

Sartorius Lab Instruments

Filtres pour système de filtration sans seringueClaristep®

Boîtier de filtre en polypropylène (PP). Membrane en cellulose régénérée (CR).

Diamètre utile de filtration 9,7 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06283797	Syringeless Filter Claristep 0.2µm, RC,	96 pz.
LLG06283798	Syringeless Filter Claristep 0.2µm, RC,	480 pz.
LLG06283799	Syringeless Filter Claristep 0.45µm, RC	96 pz.
LLG06283800	Syringeless Filter Claristep 0.45µm, RC	480 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

