

**Siphon avec robinet d'arrêt****Bürkle****Siphon avec robinet d'arrêt**

Transparent avec robinet d'arrêt. Utilisation facile. L'appareil conçu selon le principe du siphon permet de vidanger les liquides non agressifs d'un fût en position haute vers un fût en position basse, suivant le principe des vases communicants.



Code	Description	Packaging
LLG09001355	Siphon avec robinet d'arrêt, Ø 15 mm, Profondeur d'immersion 1000 mm, Débit 9 l / min, Matériau LDPE/PVC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

