

**Bouchon à vis GL 45 avec port pour thermocouple, DURAN****DWK Life Sciences****Bouchon à vis GL 45 avec port pour thermocouple, DURAN®**


Le bouchon à vis GL 45 avec port pour thermocouple DURAN® consiste en un port intégré dans un bouchon bleu DURAN® GL 45 en polypropylène qui peut accepter jusqu'à trois câbles thermocouples distincts utilisés dans les autoclaves ou stérilisateurs.

Applications

- Tests de pénétration de chaleur en chambre de charge dans le cadre de qualification PQ (Performance Qualification)
- Stérilisation de routine / cycles d'autoclavage
- Tests de performance après entretien ou réparation d'autoclave

Caractéristiques

- Utilisable avec flacons de laboratoire originaux GL 45 DURAN® (1000 ml ou moins)
- Le tuyau en PTFE peut être coupé à la bonne longueur
- Adapté pour accepter trois câbles thermocouples différents (taille des conducteurs : 1/0,3 mm, 1/0,5 mm ou 7/0,2 mm)
- Code de traçabilité produit (retrace code) et certificat téléchargeable



Code	Description	Packaging
LLG09072179	Screw cap GL 45, PP	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

