

**Moules en métal pour histologie****Kartell****Moules en métal pour histologie**

En acier inoxydable avec surface brillante pour faciliter le retrait des inclusions dans la paraffine, permet un centrage correct de l'échantillon dans le bloc de paraffine.



Code	Description	Packaging
LLG06285348	Moules en métal pour histologie, Dimensions extérieures (l x p x h) 52 x 35 x 11 mm	10 pz.
LLG06285347	Moules en métal pour histologie, Dimensions extérieures (l x p x h) 52 x 35 x 11,6 mm	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

