



Conductimètres Eutech CON700 / CON2700

Thermo Scientific

Conductimètres Eutech CON700 / CON2700

Ces conductimètres économiques offrent une performance fiable, précise et régulière de façon durable. Ses propriétés conviviales font de cet instrument le partenaire idéal en recherche dans les laboratoires, ateliers de production et écoles.

- Grand écran qui affiche les valeurs de conductivité ou TDS avec la température en °C ou °F
- L'affichage Ready vous indique quand les valeurs mesurées sont stables.
- Choix de la constante de cellule
- Mémoire pour jusqu'à 100 données
- Plage automatique sur 5 plages de conductivité et TDS
- Porte-électrode intégré

Propriétés supplémentaires du CON2700

- Mémoire étendue pour jusqu'à 500 données, avec marquage de l'heure et de la date pour conformité aux BPL
- Replatinisation en 5 minutes avec le circuit de replatinisation intégré
- Avertissement si un réétalonnage est nécessaire
- Fonction Auto-Logging pour un contrôle en continu
- Protection par mot de passe pour réglage et étalonnage
- Mesures de salinité et résistance

Contenu de la livraison : Conductimètre avec porte-électrode intégré, capteur de conductivité

Caractéristiques

Conductivité : 0,0 ¼ 200,0 mS / 0,050 µS ¼ 500,0 mS

Résolution : 0,01 µS / 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS / 0,1 mS

Précision : ±1 % pleine échelle

Étalonnage conductivité : Auto/manuel, 5 points par plage de mesure

TDS (CON700 / CON2700) : 0 ¼ 200000 ppm / 0,050 ppm ¼ 500000 ppm

Résolution : 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 ppm

Précision : ±1 % pleine échelle

Étalonnage TDS : Auto/manuel, 5 points par plage de mesure

Salinité (CON2700 seulement) :

Résolution :

Précision : 0 ¼ 80000 ppm

0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 ppm

±1 % pleine échelle

Étalonnage salinité : Manuel, 1 point

Température :

Résolution :

Précision : 0,0 ¼ 100,0 °C

0,1 °C



±0,5 °C

Alimentation : Adaptateur 100 ... 240 V

Dimensions (l x L x H) :

Poids : 155 x 175 x 69 mm

650 g

Degré de protection:

Garantie : IP 54

3 ans sur l'appareil

Code	Description	Packaging
LLG06284908	Conductimètres Eutech CON700 / CON2700, Type CON270043S, Avec électrode conductivité/ATC 4 cellules, câble RS232	1 pz.
LLG07910091	Conductimètres Eutech CON700 / CON2700, Type CON70043S, Avec électrode conductivité/ATC	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

