


**Logiciel de transfert de données AFH FAST pour dynamomètre FL****Kern & Sohn****Logiciel de transfert de données AFH FAST pour dynamomètre FL**

Logiciel de transfert de données à grande vitesse pour des mesures de force et de temps.

La plupart des mesures de force se jouent dans des fenêtres de temps très étroites, quelques fois même en seulement quelques secondes. Ce débit de transfert rapide jusqu'à 20 données par seconde peut être atteint avec la combinaison constituée des dynamomètres FL et le logiciel AFH FAST. Avec AFH FAST, une courbe force-temps peut être enregistrée et les données de mesure exportées vers Microsoft Excel. Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7/8.1/10 Câble d'interface inclus.



Code	Description	Packaging
LLG06270967	Logiciel de transfert de données AFH FAST pour dynamomètre FL, Type Logiciel de transfert de données AFH FAST	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

