



Malaxeur d'échantillons BagMixer400 Série S

Malaxeur d'échantillons BagMixer® 400 Série S

Agitateur de laboratoire nouvelle génération BagMixer® 400 S / 400 SW, silencieux, facile à utiliser, avec un design robuste. Avec un niveau de bruit nettement plus faible en mélange, il est adapté à tous les types d'applications de laboratoire. Pour une extraction bactérienne optimale. Pas de contamination croisée avec les sachets filtres pour malaxeur stériles.

BagMixer® 400 S sans hublot ou **BagMixer® 400 SW** avec hublot.

- Mélange peu bruyant avec moins de 48 db
- Homogénéisation des échantillons en 60 sec
- LiquidSensor détecte les sachets non étanches
- 4 vitesses réglables
- Ecran de commande numérique
- Système LightCode qui indique par un voyant lumineux coloré le stade du mélange
- Une lampe LED blanche éclaire l'enceinte du malaxeur

Garantie du fabricant 3 ans pour toutes les unités et garantie à vie pour les amortisseurs et la porte vitrée.

Kit de démarrage Starter Pack : 1 BagMixer® 400 S / SW, 500 sachets filtres BagFilter®, 500 sachets sans filtre BagLight®, 50 clips de fermeture BagClip®, 1 ouvre-sac BagOpen® et support et 1 rangement pour sachets BagRack®.

Classic Pack : 1 BagMixer® 400 S / SW, 500 sachets filtres BagFilter®, 500 sachets filtres BagPage®, 500 sachets sans filtre BagLight®, 50 clips de fermeture BagClip®, 1 ouvre-sac BagOpen® et support, 1 rangement pour sachets BagRack®, 1 système de support pour boîtes de Petri PetriPile®, 1 pipette et embout paille BagPipet® et 1000 embouts paille BagTips® Regular pour BagPipet®.

Premium Pack : 1 BagMixer® 400 S / SW, 1 dilueur gravimétrique DiluFlow®, 1000 sachets-filtres BagFilter®, 1000 sachets-filtres BagPage®, 2000 sachets sans filtre BagLight®, 50 clips de fermeture BagClip®, 1 ouvre-sac



BagOpen® et support, 2 rangements pour sachets BagRack®, 2 systèmes de support pour boîtes de Petri PetriPile®, 1 pipette BagPipet® et embout paille et 1000 embouts paille BagTips® Regular pour BagPipet®.

Code	Description	Packaging
LLG06261704	BagMixer 400 S Volume 50-400ml 290x450x	1 pezzo
LLG06261705	BagMixer 400 SW Volume 50-400ml 290x450	1 pezzo





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

